

1558668 - HEINE brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - cuisses - adultes - 41-59 cm - 1 pc

Déscription

Le brassard à velcro réutilisable HEINE avec tuyau long est compatible avec les tensiomètres HEINE G5 et G7. Sa fermeture velcro robuste assure un ajustement sécurisé. tandis que ses matériaux durables garantissent une longue durée d'utilisation. Conçu pour des mesures précises et confortables. ce brassard est conforme aux normes MDR 2017/745/EU Classe I.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINM-000.09.615
Portée du brassard	41 - 59 cm
sku	1558668
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	XXL
Type d'emballage	Pièce