

1511678 - Tork Premium chiffon de nettoyage 530 - blanc - pliés - 32 cm x 38,5 cm - W8 - 8 x 45 feuilles



Déscription

Ce chiffon multi-usages résistant et absorbant est adapté à la plupart des solvants. Il est conçu pour protéger les mains de la chaleur et des débris métalliques. Ce chiffon offre un résultat de nettoyage professionnel grâce à l'effet exelCLEAN®.

Spécifications

Marque	Tork
Poids du produit	0.01 kg
SKU leverancier	530150
Largeur pliée	16 cm
Longueur pliée	19.3 cm
Largeur dépliée	32 cm
Composition	Cellulose
Normes	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
sku	1511678
Couches	1 couche
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Boîte