


## 1546273 - Linido appui rabattable 90 cm - inox poli - blanc - 1 pc



### Déscription

La barre de toilette pliante Linido offre un soutien non seulement pour s'asseoir et se relever d'un siège de toilettes ou de douche, mais aussi pour glisser latéralement, par exemple d'un fauteuil (roulant) vers les toilettes. L'orthèse est résistante à l'eau et peut supporter une charge plus importante que, par exemple, un accoudoir de siège de douche.

Il peut être utilisé non seulement à côté des toilettes, mais aussi dans la douche, par exemple. Le support est résistant à l'eau et peut supporter plus de contraintes que, par exemple, un accoudoir de siège de douche. Le tube incurvé commence et se termine dans le bloc de serrage : cela garantit une construction solide et étanche.

Le support est principalement utilisé en position rabattue, mais il peut également être replié. En position repliée, le support se verrouille automatiquement, offrant ainsi un support fiable même dans cette position.

Une fois repliée, la barre permet de s'asseoir ou de se lever. Lors d'un transfert vers l'avant, il est facile d'attraper et de tenir l'avant : le double tube incurvé empêche les mains de glisser hors du support. Un avantage supplémentaire de cette forme est qu'on ne peut pas se prendre les pieds dans les vêtements.

La barre résiste également très bien aux charges latérales, par exemple lors d'un transfert latéral ou lorsqu'on s'appuie sur la barre pour manipuler des vêtements.

Repliée, l'orthèse prend moins de place (agréable lors d'un transfert latéral, mais aussi lors du nettoyage des toilettes) et offre toujours un soutien fiable, par exemple pour les hommes qui urinent debout.

Le double tube caractéristique permet de maintenir le support en position repliée à une distance de portée commune sans se pincer les doigts ni racler le mur.

Le support peut être monté facilement car les quatre points de fixation sont facilement accessibles. Après l'installation, ces points sont couverts et dissimulés comme toutes les autres pièces de la structure. Cela permet d'éviter tout danger de serrage et facilite en même temps le nettoyage du support.

Le diamètre du tube est de 28 mm (acier inoxydable) ou 28,6 mm (acier). Les recherches montrent que cette taille s'adapte confortablement à la main, tant pour les petites que pour les grandes mains.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	L12603.3902-02
<b>sku</b>	1546273
<b>Catégorie appuis pour toilette</b>	Appuis pour toilette rabattables
<b>Charge horizontale maximale</b>	150 kg
<b>Charge latérale maximale</b>	100 kg
<b>Couleur</b>	Inox poli/blanc
<b>Longueur appui toilette</b>	900 mm
<b>Matériel</b>	Inox pli
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce