

## 1553739 - KARDIOMED 700 - Basic Cycle



### Déscription

Une gamme d'appareils de réentraînement cardio-respiratoire répondant aux exigences médicales les plus strictes (MDD) pour la réadaptation en milieu hospitalier. Ceux-ci peuvent être mis en réseau avec Compass® et Tergumed® pour un contrôle continu pendant les tests et l'entraînement. Les appareils sont équipés d'un écran tactile couleur interactif.

La gamme Kardiomed® 700 permet différents modes d'entraînement: travail à résistance constante, travail en mode isocinétique, programmes aléatoires, travail à pulsations constantes.

### Caractéristiques

- Ecran tactile haute définition
- Accès aisé pour vos patients quel que soit leur âge
- Leur qualité de fabrication est un gage de robustesse et de longévité
- Avec la workstation et le soft ProxoTrain® en option
- Test via la suite IPN (option)
- Créer un programme de formation via ProxoTrain®/ ProxOs® (option)
- Suivi continu du temps d'entraînement effectif du patient grâce à ProxoTrain®/ProxOs® (option)
- Rapports corrects et complets via ProxoTrain®/ ProxOs® (option)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Proxomed
<b>sku</b>	1553739
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	180 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce