

1543421 - Tensiomètre digital BM44 - bras supérieur - mesures de bras 22-30 cm - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre au bras se distingue par son fonctionnement particulièrement simple, l'écran XL éclairé en bleu et le bouton marche/arrêt éclairé. Une mesure entièrement automatique de la pression artérielle et du pouls sur la partie supérieure du bras avec un indicateur de risque basé sur les couleurs détecte l'arythmie. S'éteint automatiquement et dispose d'un indicateur de batterie faible. Livré avec sac de rangement.

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1543421
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques