

1605560 - Exxentric kBox5 Active Platform - jet black



Déscription

C'est le modèle de base et l'outil parfait pour la musculation et la revalidation. Convient pour le fitness à domicile, les entraîneurs personnels et les cours collectifs.

- Pour un usage individuel à domicile
- Entraînement avec 1-2 Flywheel
- Inertie jusqu'à 0,100 kgm²
- Compatible avec kMètre
- Poids : 16 kg

Spécifications

Marque	Exxentric
sku	1605560
Réglementation Européenne	2001/95/EC
Type d'emballage	Pièce