

## 1207687 - Pince hémostatique Kocher - avec dents - droit - 14 cm - 1 pc



### Déscription

Les pinces médicales de Kocher sont des pinces artérielles dentelées et rectilignes utilisées pour clamber brièvement ou immobiliser les vaisseaux sanguins sectionnés. Ces pinces sont en acier inoxydable et donc stérilisables.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Nopa
<b>Dimensions du produit</b>	L 14 cm
<b>Dents</b>	Oui
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Forme des instruments</b>	Droit
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de pince</b>	Kocher