

**1207687 - Pince hémostatique Kocher - avec dents - droit - 14 cm -
1 pc**



Déscription

Les pinces médicales de Kocher sont des pinces artérielles dentelées et rectilignes utilisées pour clamber brièvement ou immobiliser les vaisseaux sanguins sectionnés. Ces pinces sont en acier inoxydable et donc stérilisables.

Spécifications

Marque	Nopa
Dimensions du produit	L 14 cm
Dents	Oui
Composition	Acier inoxydable
sku	1207687
Forme des instruments	Droit
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Type d'emballage	Pièce
Type de pince	Kocher