

1010834 - Tensiomètre manuel Clinicus I - 1 tuyau - brassard velcro adultes - étui - noir - 1 pc



Déscription

Tensiomètre manuel anéroïde abordable avec boîtier en plastique ABS et grande échelle de lecture (diamètre 60 mm). L'intérieur est sans corrosion, protégé contre la surpression. Livré avec brassard velcro adulte et étui.

Spécifications

Marque	BOSO
sku	1010834
Couleur	Noir
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes