

1351367 - Ritter 276 tabouret - hauteur 45-65 cm - 853 shaded garden - 1 pc



Déscription

Le tabouret Ritter 276 offre un confort, un soutien et une stabilité optimaux. Son design avec une base en étoile permet un contact avec le patient et assure une maniabilité flexible.

Son assise large avec une couture de revêtement sans couture évite toute pression sur les jambes.

Le tabouret est réglable en hauteur entre 46 et 65 cm.

Attention: la couleur de la tabouret comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Midmark
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Dossier	Non
Nombre de roues	4
sku	1351367
Couleur	Shaded garden
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	45 - 65 cm
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond