

**1543646 - Gobelet - 2 couvercles 4/12 mm - transparent - 250 ml - 1 pc**



## Déscription

Ce gobelet est lavable au lave-vaisselle jusqu'à 65 °C et autoclavable jusqu'à 130 °C.

## Spécifications

<b>Couverture</b>	Oui
<b>Anse</b>	Oui
<b>Conforme à la norme HACCP</b>	Oui
<b>Coupe isolante</b>	Non
<b>Indication d'échelle</b>	Non
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>sku</b>	1543646
<b>Contenu</b>	250 ml
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Couleur</b>	Transparant
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce