

## 1550564 - Renol recouvrement accoudoirs - taille universelle - 1 pc



### Déscription

Le coussin Armrest, une repose bras, réduit les frottements et pressions sur les côtés, assis dans une chaise roulante. Il maintient parfaitement le patient de manière latérale et assure un support confortable au niveau des bras. Composé de fibres siliconées garnis d'une couverture recto en polyuréthane et verso en coton. Lavable en machine.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RCF50025
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1550564
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	60 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Renol
<b>Matériel</b>	Coton/polyester
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce