

1550564 - Renol recouvrement accoudoirs - taille universelle - 1 pc



Déscription

Le coussin Armrest, une repose bras, réduit les frottements et pressions sur les côtés, assis dans une chaise roulante. Il maintient parfaitement le patient de manière latérale et assure un support confortable au niveau des bras. Composé de fibres siliconées garnis d'une couverture recto en polyuréthane et verso en coton. Lavable en machine.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCF50025
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1550564
Couleur housse	Bleu
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	Coton/polyester
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce