

1540381 - Protection de sonde - stérile - 100 pcs



Déscription

La protection de sonde stérile est conçue pour protéger vos sondes vaginales. La protection de sonde n'est pas lubrifiée ni spermicidée, ce qui pourrait déformer les images échographiques.

Stérile et à usage unique, la protection de sonde empêche la contamination croisée. Elle protège à la fois le praticien et le patient contre les risques d'infection.

Les protections stériles sont à usage unique et fabriquées en latex très dense enroulé. Elles sont très élastiques et résistantes, ce qui les rend adaptées à différentes tailles de sondes.

Les protections de sonde sont utilisées pour les examens d'imagerie médicale tels que l'échographie ou le Doppler. La protection de sonde garantit une qualité d'image optimale tout en protégeant le matériel.

La protection de sonde contribue, sous réserve du respect des bonnes pratiques et des recommandations du HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique), à :

- Prévenir le risque de transmission d'agents infectieux.
- Protéger les éléments thermosensibles non autoclavables des sondes.
- Prolonger la durée de vie des sondes en réduisant l'usure du matériel due aux désinfections répétées.



Spécifications

Marque	Gyneas
sku	1540381
Sans latex	Non
Type d'emballage	Boîte