

## 1523771 - Tensiomètre digital Watch BP Home - bras supérieur - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre digital Watch BP AFIB Home est conçu pour une utilisation confortable à domicile et dispose d'une fonction de détection de la fibrillation auriculaire. Le programme d'auto-mesure sur 7 jours offre une vue d'ensemble claire. Jusqu'à 250 mesures sont enregistrées et les moyennes sont affichées par simple pression d'un bouton. Ce tensiomètre oscillométrique haut de gamme permet de détecter la fibrillation auriculaire avec une grande précision.

La fibrillation auriculaire est l'arythmie cardiaque la plus fréquente, entraînant un risque élevé d'accident vasculaire cérébral. 3 lectures consécutives sont recommandées pour une mesure précise de la tension artérielle et la détection de la fibrillation auriculaire.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Microlife
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1523771
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques