

1523771 - Tensiomètre digital Watch BP Home - bras supérieur - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre digital Watch BP AFIB Home est conçu pour une utilisation confortable à domicile et dispose d'une fonction de détection de la fibrillation auriculaire. Le programme d'auto-mesure sur 7 jours offre une vue d'ensemble claire. Jusqu'à 250 mesures sont enregistrées et les moyennes sont affichées par simple pression d'un bouton. Ce tensiomètre oscillométrique haut de gamme permet de détecter la fibrillation auriculaire avec une grande précision.

La fibrillation auriculaire est l'arythmie cardiaque la plus fréquente, entraînant un risque élevé d'accident vasculaire cérébral. 3 lectures consécutives sont recommandées pour une mesure précise de la tension artérielle et la détection de la fibrillation auriculaire.

Spécifications

Marque	Microlife
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1523771
Normes	EN ISO 13485:2016
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques