

1541522 - Housse en coton/polyester pour coussin Relax abduction en forme de coin - vert - 1 pc



Déscription

La taie d'oreiller Fico relax pour coussin d'abduction en coin favorise une longue durée de vie grâce à une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, lavable à 30°.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1541522
Couleur housse	Vert
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Coton/polyester
Type d'emballage	Pièce