

1106193 - WelchAllyn tensiomètre manuel durashock ds55 - poire noir - 2 tuyaux - brassard velcro - étui - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre DuraShock DS55 fait partie de la gamme de tensiomètres anéroïdes manuels de **Welch Allyn**, dotés de la technologie DuraShock™. Ces tensiomètres sont résistants aux chocs et sans engrenage. Cette technologie offre de grands avantages par rapport aux tensiomètres traditionnels.

Avantages

- Le tensiomètre est fourni avec un brassard "durable 2-piece" ainsi qu'une pochette de rangement pour protéger l'appareil.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1106193
Couleur	Noir
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes