

## 1554060 - Senator / Medex 3D



### Déscription

Le Medex 3D est un appareil de massage très robuste. L'appareil est très facile à utiliser grâce à sa légèreté (un poids de seulement 1,6 kg) et le centre de gravité qui est parfaitement positionné. Le boîtier et la plaque de base sont fabriqués en matière solide, résistant aux chocs, de sorte qu'une utilisation longue et intensive est une évidence. Un commutateur est placé sur la poignée, effectuant 1400 ou 2800 vibrations par minute. Les applicateurs sont faits d'un matériel durable qui ne provoque pas d'irritation de peau et qui n'est pas affecté par des graisses.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1554060
<b>Type d'emballage</b>	Pièce