

## 1610806 - Facet gobelet - haut - 25 ml - transparent - 80 x 47 pcs



### Déscription

Wiegand® Medicups, les pratiques gobelets gradués de 5 à 25 ml pour administrer à la fois des médicaments oraux et des comprimés. Les gobelets peuvent être étiquetés avec des étiquettes ou un marqueur. Le gobelet de médication est fabriqué en polypropylène, possède une prise améliorée et est compatible avec le lave-vaisselle jusqu'à 65°.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Wiegand
<b>A utiliser avec:</b>	Facet couvercle
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>sku</b>	1610806
<b>Contenu</b>	25 ml
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Carton