

## 1105977 - Bassin gonflable pour laver les cheveux - 1 pc



### Déscription

Confortable, possède une découpe qui soutient la nuque et les épaules. Pourvu d'un tuyau d'évacuation. Peut être gonflé à la bouche ou à l'aide d'une pompe à main ou à pied (non incluse).

### Spécifications

<b>Composition</b>	Vinyle
<b>sku</b>	1105977
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce