

1628378 - Closia Surshield - Y NL - 20G x 45mm - 25 pc



Déscription

Pourquoi Closia™ Y NL répond à vos besoins :

Patients

- Des soins sûrs et confortables
- Réduit le risque d'infections liées au cathéter
- Optimise l'efficacité des traitements intraveineux
- Permet de prolonger la durée de séjour du cathéter, ce qui diminue la fréquence des nouvelles ponctions et réduit les complications, notamment la phlébite, l'occlusion et le délogement

Infirmières

- Des soins sûrs, simples et intelligents
- Conçu pour réduire le risque de blessure par piqûre d'aiguille
- Utilisation efficace d'une seule main grâce à un protocole simple
- Manipulation sécurisée et confirmation claire de la mise en place dans le vaisseau
- Débit rapide et adapté à la pression, même avec des calibres plus petits
- Conçu pour minimiser l'exposition au sang et protéger contre les agents pathogènes transmissibles par le sang
- Administration intraveineuse et sous-cutanée
- Système facile à prendre en main permettant une mise en œuvre rapide

Personnel hospitalier

- Sécurité au travail, hygiène des locaux, fluidité des soins
- Large gamme de calibres, de 16 à 26 G, pour répondre à divers besoins cliniques
- Caractéristique échogène permettant une insertion plus profonde dans la veine

- Améliore l'efficacité des professionnels de santé, en leur faisant gagner du temps et en simplifiant les processus de travail

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR+CS2045DN
Stérile	Oui
sku	1628378
Diamètre du cathéter	20g x 45mm
Modèle	Y NL
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte