

1561313 - Chariot de transport 530 x 900 x 900 mm - 300 kg charge - 1 pc



Déscription

Chariot de transport en acier revêtu a d'une capacité de charge de 300 kg et à 4 parois. Ce chariot de transport flexible peut être transformé en chariot à 1,23 ou 4 parois.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 90 cm, H 90 cm
Profondeur du produit	53 cm
Composition	Acier revêtu
sku	1561313
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce