

1573911 - Tensiomètre digital BC28 - poignet - 1 pc



Déscription

Simple et convivial, c'est ce qui distingue nos tensiomètres au poignet. Ces appareils pratiques s'avèrent être des compagnons extrêmement fiables lors de vos déplacements, vous permettant de vérifier régulièrement votre tension artérielle. Affiche les moyennes de toutes les mesures, par exemple les 7 dernières. Dispose de 2 emplacements de mémoire de 2 x 60 et d'un indicateur de risque avec des couleurs. Affiche la date et l'heure, s'éteint automatiquement et indique lorsque la batterie est faible.

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1573911
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques