

1576380 - Masque à oxygène ouvert - S - 1 x 25 pcs



Déscription

AirLife™ Open est un masque à oxygène ouvert qui valorise la fiabilité de l'apport d'oxygène et le confort du patient. AirLife™ Open fournit une solution pour tous vos besoins en oxygène tout au long du continuum de soins de votre patient, plutôt que d'utiliser plusieurs consommables afin de couvrir les besoins en O₂. La forme unique vous donne l'avantage de pouvoir appliquer des concentrations d'oxygène plus élevées et réduit le risque de réinhalation de dioxyde de carbone - tout en permettant aux patients d'effectuer des activités normales telles que boire, manger et parler.

Le masque ouvert AirLife™ peut être utilisé dans les applications de post OP recovery, obstétrique et les urgences. En raison de la forme et du positionnement uniques de l'ouverture frontale, le masque ouvert AirLife™ est également excellent pour une utilisation pendant les procédures endoscopiques.

Avantages:

- **Sécurité** : sa forme unique permet de maintenir des concentrations d'O₂ plus élevées tout en réduisant le risque de réinhaler du CO₂.
- **Performance** : convient à l'ensemble de la voie d'administration de l'oxygène, utilisant désormais plusieurs dispositifs d'O₂.
- **Confort** : amélioration de l'observance et de la tolérance grâce à un meilleur ajustement, un débit d'O₂ doux et une ouverture pour **parler, manger et boire**.

Spécifications

Marque	Airlife
sku	1576380
Etat des documents	Expiré
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Taille	S
Type d'emballage	Boîte
Type beademing	Ventilation non invasive