

1301587 - Porte-aiguille Mathieu - TUC (dorée) - 17 cm - 1 pc



Déscription

Ce porte-aiguille est doté d'une section ciseaux à l'arrière de sa zone de préhension, ce qui évite d'avoir recours à un deuxième instrument pour couper les fils. - Poignée dorée.

Spécifications

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Marque | Nopa |
| Dimensions du produit | L 17 cm |
| Composition | Acier inoxydable |
| sku | 1301587 |
| Qualité instruments | Chirurgical |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe Ir |
| Statut d'approbation | A approuver |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type porte-aiguilles | Porte-aiguilles |