


## 1546336 - Linido appui mural droit - ergogrip 40 cm - inox poli/blanc - 1 pc



### Déscription

Le support mural Ergogrip est une poignée fiable qui peut supporter une charge élevée (max. 150 kg). Grâce au diamètre ergonomique du tube, les petites et grandes mains s'adaptent parfaitement au support.

Pendant l'utilisation, la main semble souvent glisser vers le coin du support. Pour garantir une prise en main confortable, notre support mural présente un angle de flexion de 60°. Cette flexion favorise une position naturelle de la main et du poignet, évitant une charge incorrecte et d'éventuelles douleurs.

L'espace libre de 75 mm entre le tube et la paroi offre une liberté de mouvement suffisante pour la main, de sorte que l'attelle peut être facilement saisie sans que les doigts ne se pincent ou ne s'écorchent.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2611.0402-00
<b>Angle de pliage de 60°</b>	Oui
<b>sku</b>	1546336
<b>Catégorie supports muraux</b>	Appuis mureaux droits
<b>Matériel</b>	Inox pli
<b>Taille</b>	40 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce