

1603913 - Cuticell® Classic compresse de gaze - 10 x 10 cm - stérile - 10 pcs



Déscription

Cuticell® Classic la compresse de paraffine stérile présente une adhérence minimale, maintient le lit de la plaie humide et permet à l'exsudat de s'écouler naturellement. Elle est indiquée pour de nombreuses plaies superficielles telles que les brûlures, les lacérations et certains ulcères.

Spécifications

Marque	BSN
Composition	Paraffine
Stérile	Oui
sku	1603913
Couches	1 couche
Méthode de sterilisation	Rayonnement
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Taille	10 x 10 cm
Type d'emballage	Boîte