

1510016 - WelchAllyn ampoule 03100 LED - 3,5v - 1 pc



Déscription

Cette ampoule LED de remplacement est spécialement conçue pour l'otoscope Welch Allyn LED Elite. Grâce à la technologie SureColor LED, elle offre une lumière vive et fidèle aux couleurs naturelles, tout en consommant jusqu'à 3 fois moins d'énergie qu'une ampoule halogène et en produisant moins de chaleur. Avec une durée de vie jusqu'à 30 fois plus longue que les ampoules traditionnelles et une garantie de 7 ans, c'est un choix fiable et durable pour tout professionnel de santé.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Compatible avec	Otoscope WelchAllyn - type WA20000 - 3,5V
sku	1510016
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce
Utilisation ampoules de remplacement	Otoscope
Voltage	3,5 V