

## 1510016 - WelchAllyn ampoule 03100 LED - 3,5v - 1 pc



### Déscription

Cette ampoule LED de remplacement est spécialement conçue pour l'otoscope Welch Allyn LED Elite. Grâce à la technologie SureColor LED, elle offre une lumière vive et fidèle aux couleurs naturelles, tout en consommant jusqu'à 3 fois moins d'énergie qu'une ampoule halogène et en produisant moins de chaleur. Avec une durée de vie jusqu'à 30 fois plus longue que les ampoules traditionnelles et une garantie de 7 ans, c'est un choix fiable et durable pour tout professionnel de santé.

### Spécifications

|   |   |
|---|---|
| <b>Marque</b>                               | WelchAllyn                                |
| <b>Compatible avec</b>                      | Otoscope WelchAllyn - type WA20000 - 3,5V |
| <b>sku</b>                                  | 1510016                                   |
| <b>Type d'emballage</b>                     | Pièce                                     |
| <b>Utilisation ampoules de remplacement</b> | Otoscope                                  |
| <b>Voltage</b>                              | 3,5 V                                     |