

1600409 - Linido chaise de douche/chaise de toilette mobile à l'avant ouvert - hauteur d'assise 53 cm - 1 pc



Déscription

La chaise de douche/toilette autoportante avec siège souple de **Linido** est une aide qui permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement et en toute sécurité lorsqu'il prend sa douche ou se lave au lavabo. Le fauteuil est livré avec des rails de guidage et peut être utilisé seul, avec un bassin ou un seau disponible en accessoire. De plus, la chaise peut être conduite au-dessus des toilettes.

La chaise de douche/toilette offre un support stable aux utilisateurs moins actifs ayant des jambes faibles, une faible endurance et/ou un mauvais équilibre. Les utilisateurs moins actifs qui sont restés assis sur le fauteuil pendant une longue période ont besoin de plus de soutien et d'assistance lors de la transition de la position assise à la position debout.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2138.1212-00
Hauteur réglable	Non
Roues	Oui
sku	1600409
Catégorie toilette ou douche	Chaise de toilette
Matériel	RVS gepolijst
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce