

**1549619 - Surflash™ - I.V. cathéter - 20G x 32 mm - roze - 1 x 50  
pcs**



## Déscription

Surflash™ I.V. est composée dans un matériau de haute qualité et favorise l'insertion du cathéter dans la veine. Le cathéter est résistant à la cuisson et est opaque.

Le cathéter est stérile et stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	SR*FF2032
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cathéter: polyuréthane + BaSO4</li><li>• Embase de cathéter: polypropylène + master batch</li><li>• Goupille de calage: acier inoxydable</li><li>• Canule (aiguille interne): acier inoxydable</li><li>• Raccord de l'aiguille: polycarbonate</li><li>• Filtre à air: membrane filtrante hydrophobe/polyester PVC chloré</li><li>• étui avec capuchon de couleur: polypropylène</li></ul>
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Débit</b>	67 milliliter per minute
<b>Diamètre interne cathéter</b>	0.8 mm
<b>Diamètre externe cathéter</b>	1.1 mm
<b>sku</b>	1549619
<b>Couleur</b>	Roze
<b>Dimensions</b>	20G x 32 mm
<b>Dimensions en mm</b>	1,1 x 32 mm
<b>Méthode de sterilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte