

1549619 - Surflash™ - I.V. cathéter - 20G x 32 mm - roze - 1 x 50 pcs



Déscription

Surflash™ I.V. est composée dans un matériau de haute qualité et favorise l'insertion du cathéter dans la veine. Le cathéter est résistant à la cuisson et est opaque.

Le cathéter est stérile et stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR*FF2032
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Cathéter: polyuréthane + BaSO4 • Embase de cathéter: polypropylène + master batch • Goupille de calage: acier inoxydable • Canule (aiguille interne): acier inoxydable • Raccord de l'aiguille: polycarbonate • Filtre à air: membrane filtrante hydrophobe/polyester PVC chloré • étui avec capuchon de couleur: polypropylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
Débit	67 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	0.8 mm
Diamètre externe cathéter	1.1 mm
sku	1549619
Couleur	Roze
Dimensions	20G x 32 mm
Dimensions en mm	1,1 x 32 mm
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte