


## 1546326 - Linido appui courbé horizontal - 600 x 900 mm - inox poli/blanc - 1 pc



### Déscription

Support mural qui peut être monté contre 2 murs, avec le set LI2807.000, en combinaison avec le contre plaque LI0126.503 en cas de doute sur la solidité du mur. Idéal pour combiner avec notre support vertical LI2611.018 ou LI261.019 et le support de pommeau de douche LI2630.200.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2611.0252-00
<b>sku</b>	1546326
<b>Catégorie supports muraux</b>	Appuis mureaux courbés
<b>Matériel</b>	Inox pli
<b>Taille</b>	600 x 900 mm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce