

1605708 - MaxZero™ connecteur sans aiguille - stérile - 100 pcs



Déscription

"Le connecteur sans aiguille Maxzero™ de BD permet un accès à un cathéter pendant une thérapie IV. Utilisez le connecteur pour une injection directe, une perfusion ou une aspiration. Le connecteur DMZ1000 peut être utilisé pour des procédures d'injection avec une pression maximale de 325 psi et un débit allant jusqu'à 10 ml par seconde.

Avantages

- Sans DEHP, phtalates et latex.

Spécifications

Marque	BD
Composition	Sans DEPH
sku	1605708
Sans latex	Oui
Stérile	Oui
Méthode de stérilisation	Rayonnement
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte