


## 1561360 - ETHILON™ fil de suture 5/0 - 19 mm - 75 cm - EW661 - 1 x 36 pcs



### Déscription

La suture est un fil monofilament chirurgical stérile non résorbable. La suture ETHILON™ est teintée en noir pour améliorer la visibilité dans les tissus. La suture ETHILON™ est indiquée pour l'approche générale et/ou la ligature des tissus mous, y compris pour les procédures cardiovasculaires, ophtalmiques et neurologiques.

#### Avantages

Monofilament

Synthétique

## Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	FH5171H
Composition	Polyamide
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	45 cm
sku	1561360
Couleur	Noir
Epaisseur du fil	5/0
Longueur aiguille	19 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte