

1610714 - HiScan surgical unit



Déscription

Le scanner chirurgical HiScan est utilisé pour des applications chirurgicales. Des fonctions simples et intuitives garantissent une rapidité d'action et une compatibilité parfaite avec la plupart des coloscopes et microscopes.

Formes de balayage: Point, ligne, courbes circulaires, spirale, trèfle, hexagone, cercle rempli

Mode d'émission: CW (onde continue), UP (impulsion ultime)

Zone de balayage: 6,3 x 6,3 mm

Mode de balayage: mode puissance, mode impulsion

Domaine d'application: ORL, gynécologie

Profondeur d'ablation: 200-2000 m² Durée : 0,1-45 ms"

Spécifications

Marque	jena
sku	1610714
Type d'emballage	Pièce