

## 1549526 - Seca 878 pèse-personne mobile digitale à double affichage - classe III - 1 pc



### Déscription

Le modèle seca 878 peut faire tout ce que vous attendez d'un pèse-personne mobile et bien plus encore. Ses caractéristiques principales sont : un poids faible, une construction extrêmement robuste, une conception facile à utiliser, des piles longue durée et une précision non affectée par les niveaux d'humidité. Lorsque les examens médicaux se suivent, vous n'aurez plus à vous pencher de manière répétée grâce au bouton-poussoir que vous pourrez activer ou désactiver avec votre pied. Le double affichage permet au patient et au personnel médical de lire les résultats simultanément. Et grâce au bouton 2 en 1, le pèse-personne permet de peser un bébé tenu dans les bras de ses parents.

- Pèse-personne plat pour une utilisation mobile avec boutons-poussoirs et double affichage

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Taxe Bèbat</b>	0.05 EUR
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Poids max.</b>	200 kg
<b>sku</b>	1549526
<b>Classe pèse personnes</b>	Classe III
<b>Gradation pèse-personnes</b>	100 g < 150 kg > 200 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes plats numériques