

1544015 - Renol sac de transport - 1 pc



Déscription

Sac de transport à emporter le sac de crise Renol avec système de fermeture.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFBAG000
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544015
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Ne s'applique pas
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille de fixation	Ne s'applique pas
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Ne s'applique pas
Usage de la fixation	Ne s'applique pas