

**1550449 - BD Integra™ - 22G x 1 1/2" - noir - 1 x 100 pcs**



## Déscription

La seringue BD Integra™ est conçue pour avoir un volume d'espace vide nettement inférieur à celui d'une seringue et d'une aiguille Luer Lock traditionnelles, ce qui peut entraîner moins de gaspillage de médicaments. Il donne également au clinicien le choix du moment d'activer la fonction de sécurité - avant ou après avoir retiré l'aiguille.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Oui
<b>Longueur de l'aiguille</b>	40 mm
<b>Diamètre aiguille</b>	0.7 mm
<b>sku</b>	1550449
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Dimensions</b>	22G x 1 1/2"
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte