

1550449 - BD Integra™ - 22G x 1 1/2" - noir - 1 x 100 pcs



Déscription

La seringue BD Integra™ est conçue pour avoir un volume d'espace vide nettement inférieur à celui d'une seringue et d'une aiguille Luer Lock traditionnelles, ce qui peut entraîner moins de gaspillage de médicaments. Il donne également au clinicien le choix du moment d'activer la fonction de sécurité - avant ou après avoir retiré l'aiguille.

Spécifications

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Marque | BD |
| Stérile | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Longueur de l'aiguille | 40 mm |
| Diamètre aiguille | 0.7 mm |
| Mécanisme de sécurité | Oui |
| sku | 1550449 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 22G x 1 1/2" |
| Etat des documents | Expiré |
| Méthode de stérilisation | Oxide éthylène |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |