

## 1574802 - LR 210 humidificateur - 1 pc



### Déscription

Avec le nouveau purificateur d'air, vous pouvez filtrer la poussière domestique, les poils d'animaux, les odeurs, le pollen, les particules et un grand nombre de bactéries et de virus de l'air. L'air est nettoyé au moyen d'un système de filtre à trois couches (préfiltre + filtre à charbon actif + filtre HEPA) et de filtres pour les acariens, les poils d'animaux, le pollen, les bactéries et les virus.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 38.8 cm, L 42.8 cm
<b>SKU leverancier</b>	69300
<b>Profondeur du produit</b>	14.5 cm
<b>Puissance d'humidification</b>	200 milliliter per hour
<b>sku</b>	1574802
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce