

## 1574534 - Molift Raiser Pro aide pour transferts - 1 pc



### Déscription

Le Molift Raiser Pro **d'Etac** est une aide au transfert qui offre une plateforme ergonomique pour des transferts debout sûrs et actifs.

#### Schéma de mouvement naturel

Le Molift Raiser Pro permet au client d'utiliser sa propre force musculaire lors du transfert. Le schéma de mouvement naturel est encouragé et sa conception ergonomique assure la sécurité du client. Le Molift Raiser Pro est facile à utiliser.

#### Transfert dans des espaces restreints

Le Molift Raiser Pro est stable et peut pivoter sur lui-même, ce qui le rend facile à manœuvrer, idéal dans les petits espaces. Le Molift Raiser Pro offre un soutien sûr et actif lors de transferts courts.

#### Adapté à toutes les structures de soins

Le Molift Raiser Pro aide à la rééducation des patients en établissement de soins ou lors de transferts. Le client peut améliorer son équilibre en position assise et debout. Le Molift Raiser Pro offre toujours un soutien sécurisé.

#### Avantages

- Entrée basse
- Poignée polyvalente
- Frein central
- Commande à une main

## Spécifications

<b>Marque</b>	Molift
<b>Poids du produit</b>	0.011 kg
<b>Composition</b>	Aluminium peint par poudrage, plastique, acier, chrome
<b>sku</b>	1574534
<b>Charge maximale de levage</b>	170 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce