

1001548 - Sharpsafe conteneur à aiguilles 2 L - 1 pc



Déscription

Récipient à aiguilles avec fermeture provisoire et définitive. Antichoc et étanche en position verticale. Grande ouverture de remplissage avec soupape de sécurité anti-détonation contre la perte du contenu. Convient pour distribuer tous les types d'aiguilles, d'épingles et de lames de scalpel.

Propriétés:

- L'étiquette dans le moule est résistante à l'humidité, aux autoclaves et aux déchirures.
- Avec poignée pour un transport sûr
- Utilisation d'une seule main facilitée par les accessoires
- Conteneur à aiguilles vide et ouvert, autoclavable jusqu'à 134 °C pendant 18 minutes (NF 302)

Spécifications

Marque	Sharpsafe
Dimensions du produit	L 19.7 cm, H 17.7 cm, L 17.7 cm
Normes	ISO 23907:2012
Profondeur du produit	12.6 cm
sku	1001548
Contenu	2 l
Forme	Carré
Type d'emballage	Pièce