

1574151 - Promotal - Table d'examen Kompact block n' roll - 1 pc



Déscription

Le modèle **Kompact Block n' Roll** ajoute des **roulettes intégrées** pour que vous puissiez facilement déplacer et positionner la table dans la salle de consultation – pratique pour le nettoyage ou la réorganisation, mais **le patient ne se déplace pas avec elle** pendant l'examen.

Cette table d'examen tout-en-un combine **fonction assise, couchée et gynécologique** sur une surface compacte de moins de **1 m³**.

Que vous soyez médecin généraliste, spécialiste, infirmier ou gynécologue, avec Kompact vous économisez de l'espace, augmentez votre efficacité et améliorez le confort pour tous vos patients – y compris ceux à mobilité réduite.

Égalité dans le traitement & accessibilité

- • Marchepied escamotable intégré (23 cm de haut) pour un accès sécurisé
- • Hauteur d'assise seulement 61 cm – idéal pour les personnes âgées ou à mobilité réduite
- • Transition aisée de la position assise à couchée grâce au repose-jambes extensible
- • Capacité maximale de charge : jusqu'à 250 kg
- • Assise confortable de 72 cm de large
-
- **Efficacité à chaque consultation**
- • Position assise confortable pour 80 % des examens

- - 4 grands tiroirs à portée de main pour un confort de travail optimal
 - 2 tiroirs latéraux accessibles des deux côtés – placez la table au centre de la pièce
- - 2 tiroirs avant + repose-pieds escamotables intégrés
- - Inclinaison du bassin de 7° pour les examens gynécologiques
-
- **Hygiène & facilité d'entretien**
- - Tiroirs en ABS monobloc – sans joint et faciles à nettoyer
- - Revêtement amovible
- - Toutes les surfaces sont facilement accessibles pour le nettoyage
- - Support intégré pour rouleau de papier (jusqu'à 50 cm de long / 20 cm de diamètre)
- - Tiroir gynécologique en ABS amovible et stérilisable
-

Ergonomique et peu encombrant

- - Design ultra-compact (moins de 1 m³)
- - Positionnement multifonctionnel : assis, couché, gynécologique
- - Grande capacité de rangement sans perte d'espace supplémentaire
- - Repose-jambes extensible à hauteur d'assise
 - Roulettes intégrées

Spécifications

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Marque | Promotal |
| sku | 1574151 |
| Catégorie promo du mois | Infrastructuur |
| Mois promo | juin |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |