

## 1603619 - 3M™ Attest™ Rapid indicateur biologique - 1 x 50 pcs



### Déscription

Indicateur biologique 3M™ Attest™ Rapid à utiliser dans les stérilisateur à la vapeur ayant des cycles à 121 ou 134 °C avec pré-vide et des cycles à 121/123 °C avec pré-traitement par gravité. Il y a 50 pcs par carton et le tube est muni d'un bouchon marron. L'indicateur biologique 3M™ Attest™ Rapid est composé de véritables indicateurs biologiques, qui apportent des résultats clairs, faciles à interpréter.

- Il diminue les temps de quarantaine, car il permet la détection rapide et efficace d'un échec du procédé de stérilisation (3 heures)
- Système autonome, réduisant le risque de faux positifs dus à la contamination
- La lecture automatique affiche un résultat sans ambiguïté OUI/NON, SUCCÈS/ÉCHEC

### Spécifications

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Marque</b>                    | 3M™        |
| <b>sku</b>                       | 1603619    |
| <b>Normes</b>                    | ISO 11138  |
| <b>Réglementation Européenne</b> | 2014/30/EU |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte      |