

1010305 - Surflo™-W - I.V. cathéter - 18G x 32 mm - vert - 1 x 50 pcs



Déscription

Les cathéters I.V. Surflo™-W sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et offrent une grande stabilité pendant l'utilisation.

Le cathéter translucide indique que le cathéter a été correctement inséré dans la veine.

La pointe aiguisée de l'aiguille facilite l'insertion du cathéter dans la veine.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR+DM1832WX(NIEUWSR+DM1832WD)
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Cathéter: FEP + BaSO4 • Embase de cathéter: polypropylène + masterbatch • Goupille de calage: polyoxyméthylène • Canule (aiguille interne): acier inoxydable • Raccord de l'aiguille: copolymèrestyrène/butadiène • Bouchon Luer-lock: polypropylène • Filtre de raccord d'évent: polyéthylène • Corps de raccord d'évent: Copolymère styrène/butadiène • Protection: polyéthylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
Débit	103 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	0.95 mm
Diamètre externe cathéter	1.3 mm
sku	1010305
Couleur	Vert
Dimensions	18G x 32 mm
Dimensions en mm	1,3 x 32 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte