

## 1004584 - Tensiomètre manuel Classico - tuyau 2-en-1 - brassard crochets adultes - étui - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre manuel Classico 2-en-1 est doté d'une conception durable et d'une technologie de tube fiable qui offre une grande qualité lors d'une utilisation quotidienne.

- Technologie à double tube
- Design peu encombrant
- Échelle lisible
- Soupape de vidange sensible de haute qualité

### Spécifications

<b>Marque</b>	BOSO
<b>sku</b>	1004584
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres anéroïdes