

1572406 - Tork Premium gel hydro-alcoolique avec pompe - 12 x 500 ml



Déscription

Limitez la propagation des infections avec le gel hydro-alcoolique sans rinçage hautement efficace contenant 80 % d'alcool dénaturé (M/M). Assainit et désinfecte rapidement les mains sans eau. Il s'agit de notre gel désinfectant le plus efficace, spécialement formulé pour un usage fréquent sans résidus collants. Idéal pour le secteur de la santé, répondant même aux exigences des salles de lavage des mains.



Spécifications

| Marque | Tork |
|-------------------|---|
| SKU leverancier | 511103 |
| Composition | Ethanol 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl, Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol |
| sku | 1572406 |
| Normes | EN1500, EN12791, EN14476 |
| Contenu | 500 ml |
| Couleur | Transparent |
| Forme physique | Gel |
| Niveau de qualité | Premium |
| Odeur | Odeur d'alcool |
| Type d'emballage | Carton |