

1572406 - Tork Premium gel hydro-alcoolique avec pompe - 12 x 500 ml



Déscription

Limitez la propagation des infections avec le gel hydro-alcoolique sans rinçage hautement efficace contenant 80 % d'alcool dénaturé (M/M). Assainit et désinfecte rapidement les mains sans eau. Il s'agit de notre gel désinfectant le plus efficace, spécialement formulé pour un usage fréquent sans résidus collants. Idéal pour le secteur de la santé, répondant même aux exigences des salles de lavage des mains.

Spécifications

Marque	Tork
SKU leverancier	511103
Composition	Ethanol 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl, Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
sku	1572406
Normes	EN1500, EN12791, EN14476
Produits similaires	Non
Apparence	Gel
Contenu	500 ml
Couleur	Transparent
Niveau de qualité	Premium
Odeur	Odeur d'alcool
Type d'emballage	Carton